




Cellulosa ossidata rigenerata
Oxidized regenerated cellulose
Cellulose oxidée régénérée




Mascia Brunelli S.p.A.

Vantaggi - Advantages

- Prodotto di origine vegetale: cellulosa ossidata rigenerata (ORC)
- Made from Rayon, cotton tissue: oxidized regenerated cellulose (ORC)
- Produit d'origine végétale: Cellulose oxidée régénérée (ORC)
- Efficace effetto emostatico. Tempo di emostasi: 2 – 8 minuti
- Haemostatic effect. Haemostatic rates: 2 - 8 minutes
- Effet hémostatique efficace. Temps d'hémostase 2-8 minutes.
- Altamente biocompatibile.
- High biocompatibility.
- Hautement biocompatible
- Completamente riassorbibile. Tempo di riassorbimento: 1-2 settimane
- Fully absorbable. Dissolution rates: 1-2 weeks
- Completément résorbable. Temps de résorption 1-2 semaines
- 93/42/CEE: "Medical Device" - Class III – impiantabile
- 93/42/CEE: "Medical Device" - Class III – implantable
- 93/42/CEE "dispositif Médical"- Class III-implantable
- Facile da usare
- Easy to use
- Facile à utiliser
- Elevata resistenza e duttilità d'uso sia asciutto che imbevuto dal sangue
- High strength and ductility of use both dry and soaked in the blood
- Haute résistance et ductilité d'utilisation à la fois sèche et trempée dans le sang
- Morbido e conformabile a qualunque superficie anatomica
- Soft and conformable to any anatomical surface
- Doux et conformable toute surface anatomique
- Adatto all'utilizzo in endoscopia
- Suitable for endoscopic procedure
- Adapté pour une utilisation en endoscopie
- Batteriostatico ed antimicrobico. Test effettuati IN –VITRO
- Bacteriostatic and anti-microbic properties. IN-VITRO tested
- Bactériostatique et antimicrobienne. testé in vitro
- Riduce i tempi chirurgici
- Its helps reduce surgery time
- Réduit les temps de chirurgie
- Sicuro
- Safe
- Produit sûr
- Affidabile
- Reliable
- Fiable

Azione emostatica - Haemostatic mechanism - Action hémostatique



Prodotto - Product - Produit

emosist[®]





Nome Name Nom	Codice Code Code	Misura Size Mesure	Scatola Box Boite
Emosist 1,25x5	06125513	1,25x5 cm	10 pcs per box
Emosist 7,5x5	06755013	7,5x5 cm	10 pcs per box
Emosist 10x20	06201013	10x20 cm	10 pcs per box
Emosist 35x5	06355013	35x5 cm	10 pcs per box

PRODOTTO SECONDO LA DIRETTIVA EUROPEA 93/42/CEE : Dispositivo Medico Classe III Implantabile
CLASSIFICATION ACCORDING TO EUROPEAN DIRECTIVE 93/42/CEE: Medical Device Class III Implantable
FABRIQUÉ SELON LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 93/42 / CEE: dispositif médical ou implantable de classe III

Confezionamento - Packaging - Emballage


Emosist

EMOSIST svolge un'azione battericida testata in vitro contro un'ampia gamma di organismi Gram-positivi e Gram-negativi¹.

EMOSIST has a bactericidal action against a wide range of Gram-positive and Gram-negative bacteria, in-Vitro tested¹.

Emosist a une action bactéricide testée in vitro contre un large éventail d'organismes Gram-positives Gram négatives¹.

- Escherichia coli
- Staphylococcus aureus
- Staphylococcus aureus methicillin resistant
- Klebsiella pneumoniae
- Streptococcus pyogenes
- Enterococcus faecium vancomycin resistant ATCC
- Bacteroides fragilis



EMOSIST non rappresenta tuttavia un'alternativa agli agenti antimicrobici, terapeutici o profilattici applicati a livello sistemico.

EMOSIST is not an alternative to therapeutic or prophylactic antimicrobial agents.

EMOSIST cependant, ce n'est pas une alternative aux agents antimicrobiens, thérapeutiques ou prophylactiques appliqués au niveau systématique.



¹ Test eseguito da STUDIO AMBIENTE S.r.l. via Monte Baldo 4 - Airport Center, 37062 Dossobuono di Villafranca (VR)

¹ Test Performed by STUDIO AMBIENTE S.r.l. via Monte Baldo 4 - Airport Center, 37062 Dossobuono di Villafranca (VR)

¹ Test effectué par STUDIO AMBIENTE S.r.l. via Monte Baldo 4 - Airport Center, 37062 Dossobuono di Villafranca (VR)

Emosist

Chirurgia Parenchimale - Parenchymal Surgery - Chirurgie Parenchymateuse

Chirurgia Toracica - Toracic Surgery - Chirurgie Thoracique

Otorinolaringoiatria - ENT - Otorhinolaryngologie

Urologia - Urology - Urologie

Neurochirurgia - Neuro Surgery - Neurochirurgie

- Adatto a procedure di neurochirurgia, rimuovere il prodotto una volta raggiunta l'emostasi
- Suitable for neurosurgical procedures, remove the product once hemostasis occurred
- Adapte à l'utilisation en neurochirurgie, enlever le produit du site d'application une fois obtenue l'hémostase

Chirurgia Vascolare - Vascular Surgery - Chirurgie vasculaire

- Per controllare la perdita di sangue da vasi suturati o anastomizzati
- To control the leakage from a sutured vessel or an anastomotic area
- Pour contrôler la perte de sang dans les vaisseaux suturés ou anastomosés
- Per controllare lo stillicidio di sangue da vasi difficilmente raggiungibili
- To control oozing of vessels from a place which is difficulty accessible
- Pour contrôler l'égouttement du sang dans les vaisseaux difficiles à atteindre

Chirurgia Plastica - Plastic Surgery - Chirurgie Plastique


Dental procedures - Chirurgie dentaire

- Adatto a pratiche dentistiche ambulatoriali e chirurgiche
- For orthodontic and dental surgery in hospitals , and dentists everywhere
- Afin d'assurer un effet hémostatique dans les cavités

Chirurgia Ginecologica - Gynecology Surgery - Chirurgie Gynécologique



CE 0483



Mascia Brunelli S.p.A.
V.le Monza, 272 - 20128 Milano (Italy)
tel +39 02 25209.1- fax +39 02 2576428
mktg@masciabrunelli.it
www.masciabrunelli.it
www.emosist.it