

هیملیخ ولو (Heimlich Valve)

هیملیخ ولو وسیله‌ای کاربردی و استریل است که با اتصال به چست تیوب در مبتلایان به اختلال تنفسی، موجب خروج مایع و هوای اضافه فضای جنب به خارج توسط نیروی جاذبه می‌شود در حالی که از ریفلاکس هوا و مایعات به قفسه سینه بیمار جلوگیری می‌کند. عبور یکطرفه هوا و مایع از ریه به داخل چمبر هیملیخ مربوط به ولو یکطرفه یا آستین (Sleeve) تعبیه شده در این وسیله است.

برخی از مدل‌های هیملیخ ولو دارای کالکشن‌بگ می‌باشد که به بیمار این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به حمل لوله‌های بلند و یک سیستم جمع‌آوری بزرگ، بتواند به صورت آزادانه حرکت کند، و در صورت امکان با چست تیوب، هیملیخ ولو و کالکشن‌بگ به خانه برود.

مزایای هیملیخ ولو

عدم نیاز به آب برای عملکرد (چست باتل خشک)

عدم وجود حساسیت به پوزیشن بیمار

آسایش و راحتی بیمار و ایمنی در مقایسه با چست باتل

آزادی و کارایی بیشتر بیمار به علت عدم حمل چست باتل

ترخیص زود هنگام از بیمارستان و انتقال بیمار به منزل

برگشتن به فعالیت‌های روزانه و حتی حمام گرفتن

قابل رؤیت بودن عبور مایعات از لوله‌ها و ولو یکطرفه داخلی به دلیل شفافیت متریال استفاده شده در آنها و در نتیجه قابلیت تشخیص محل انسداد لوله در صورت گرفتگی

هیملیخ ولو برای استفاده‌های ذیل در نظر گرفته شده است:

در درمان پنوموتوراکس خودبه‌خودی و تنشی

برای درمان هموتوراکس به ویژه در موارد اورژانسی

برای درمان بیمار با نشت طولانی مدت هوا

برای تخلیه مایع آسیت شکمی

مدل‌های ست هیملیخ ولو

ردیف	مدل	توضیح
۱	HV-501	هیملیخ ولو با کالکشن بگ
۲	HV502	هیملیخ ولو بدون کالکشن بگ
۳	HV-503	هیملیخ ولو دبل چمبر با کالکشن بگ
۴	HV-504	هیملیخ ولو دبل چمبر بدون کالکشن بگ